

LED-PANNLAMPA MODELL LLX-TURBO



Art.nr LLS-LLX-A-CH



Utmärkande fördelar:

- Kraftig ljusstyrka
- Batteridrivnen
- Låg vikt

LLX är en batteridrivnen LED-pannlampa avsedd för operationsrummet.

Pannlampan drivs med laddbart batteripack som med fördel placeras under operationsrocken. Ljuset är mycket kraftigt och är fullgott även för djupare kirurgi.

Operatören justerar enkelt pannbandet för optimal personlig komfort. I en leverans ingår också ett huvudstöd för bästa ergonomi.

Ljusstyrkan och storleken på ljuskäglan justeras från batteripacket respektive ljusmodulen. Den autoklaverbara styrrinnen tillåter också den steriltvättade operatören att justera ljusmodulens position, under pågående ingrepp.



Teknisk specifikation

Art.nr	LLS-LLX-A-CH (Med klassiskt pannband) LLS-LLX-A (Med pannband ELITE)
Benämning	LED-pannlampa modell LLX
Effekt (W)	10
Färgtemperatur (°K)	4.500
Ljuskägla, storlek *	20-100 mm
Ljusstyrka (Lux)*	>100.000
Ljusstyrka, justering	Steglös
Vikt, ljuskrona med ljusmodul (g)	294
Vikt, batteri med hölster (g)	340 (standardbatteri) - 554 (Batteri, LongLife)
Batteri, driftstid	3 timmar med full effekt (LongLife 6 timmar)
Batteri, laddtid	3,5 timmar (LongLife 6,5 timmar)
Garanti	3 år pannlampa - 1 år batteri
Tillverkare	Cuda Surgical® 6018 Bowendale Avenue Jacksonville, FL 32216-6042 USA

*Ljusstyrkan beräknad vid 40 cm avstånd från pannlampan

Tillbehör

Art.nr	Specifikation
SYC0040	Komfortfoder i skumgummi, komplett set
SYC0067	Styrpinne autoklaverbar - fp om 10st
LLS-2054BE	Batteri, standard
LLS-2054BE-DBL	Batteri, LongLife
LLS-3736-2	Bordsladdare för två batterier

Svensk Distributör:
Instrumenta AB, Marieholmsgatan 64, 415 02 Göteborg Tel. 031-336 51 00 info@instrumenta.se