

PRODUKTBLAD

Instrument i Operationskvalitet



Kirurgiska instrument i operationskvalitet håller en mycket hög kvalitet i prestanda i kvalitet och funktion. Instrumenten är validerade efter sjukvårdens krav kring rengöring och återanvändning, såsom hantering i diskdesinfektor och ångautoklav, 134°C. Komplet utbud med basinstrument, såsom saxar, pincetter, peanger och nålförare. Likväl som instrument för respektive kirurgisk specialitet - kirurgi, öron-näsa-hals, thorax, ortopedi, gynekologi, neuro etc.

- OPERATIONSKVALITET
- MYCKET STORT UTBUD
- 20 ÅRS GARANTI MOT MATERIAL- OCH FABRIKATIONSFEL
- REPARATION OCH SERVICE ERBJUDS

Användningsområde	Instrumenten används steriliserade vid kirurgiska ingrepp på operationssal.
Kvalitet	Medicinteknisk produkt (EU) 2017/745 (MDR) MDD93/42/EEC ISO13485
Material	Rostfritt stål ISO 7153
Art nr	Enligt separat katalog
Förpackning	Styckförpackning Levereras osteril
Rengöring/Skötsel	Flergångsprodukt Separat skötselanvisning

Kontakta oss gärna för mer information!

2023-09